

ID. 265 CANDIDA ALBICANS, AG. METABOLICO ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Candida Albicans; c.arb.
- ☐ Sinónimos Precipitinas Candida
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en las 8 horas previas a la extracción
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 266 CANDIDA ALBICANS, AG. SOMATICO ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Candida Albicans; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas en 8 horas previas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 267 CANNABINOIDES (ORINA)

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Uri—Cannabinol; c.arb.
- ❑ Sinónimos Cannabis, Marihuana, Hashish, Delta-9-tetrahydrocannabinol
- ❑ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Evitar los recipientes de plástico, los cannabinoides se absorben en las paredes.
 - Contenedor Recipiente de vidrio
 - Almacenamiento La presencia de detergentes en los recipientes pueden interferir en la determinación.
 - Tª Ambiente 10 semanas
 - Refrigerado 10 semanas
 - Congelado 1 año
- ❑ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Los resultados positivos deben de confirmarse por otro método (GLC).

ID. 268 CAPTACION DE TRIIODOTIRONINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Captación de triiodotironina;c
- ❑ Sinónimos Captación de T3, T3 uptake
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ❑ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Suprimir anticonceptivos orales
 - Otras consideraciones

ID. 269 CARBAMACEPINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Carbamazepina; c.sust.
- ☐ Sinónimos Tegretol
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Consignar hora de extracción y hora de la última dosis. En ningún caso utilizar EDTA ya que interfiere en la determinación.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 4
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La extracción debe realizarse inmediatamente antes de la dosis de la mañana, aunque como la absorción es completa a las 4 h de la toma, las extracciones realizadas 4 horas después de la última dosis se pueden aceptar.

ID. 270 CARBOXIHEMOGLOBINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Hb(San)—Carboxihemoglobina; fr.sust.
- ☐ Sinónimos Monóxido de Carbono, CO
- ☐ Espécimen Tipo Sangre arterial ó venosa
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Efectuar la extracción de forma anaerobia, refrigerar a 4° C° y remitir inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Jeringa heparinizada.
 - Almacenamiento No destapar y refrigerar inmediatamente tras la extracción . En estas condiciones es estable durante semanas.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones En el caso de que lo que se quiera evaluar sea la intoxicación de un fumador ó u trabajador expuesto, es preferible que la muestra se extraiga por la tarde ó por la noche, mejor que por la mañana, ya que las cantidades moderadas de CO se aclaran de la sangre en horas. En el caso de intoxicación aguda, es preferible extraer la muestra antes de la terapia con oxígeno.

ID. 271 CARIOTIPO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Lks—Cromosomas; taxón(cariotipo)
- ☐ Sinónimos VER CITOGENETICA SANGRE PERIFERICA (PRUEBA N° 290 DEL CATALOGO)
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 272 CARNITINA LIBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Carnitina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 72 horas
 - Congelado 8 horas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación Supresión de Carnitina.
 - Otras consideraciones

ID. 273 CARNITINA LIBRE (SEMEN)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. PSe—Carnitina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Semen
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma seminal
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 274 CARNITINA TOTAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Carnitina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 72 horas
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 8 horas (no más)
 - Supresión medicación Supresión de Carnitina.
 - Otras consideraciones

ID. 275 CARNITINA TOTAL (SEMEN)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. PSe—Carnitina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Semen
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma seminal
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 276 CAROTENOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Caroteno; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Proteger de la luz.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Proteger de la luz.
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado 3 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Proteger de la luz
 - Tª Ambiente 3-4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente Sí.
 - Ayuno
 - Supresión medicación Suprimir colestiramina y neomicina que interfieren en la absorción de los carotenos de la dieta.
 - Otras consideraciones

ID. 277 CATECOLAMINAS FRACCIONADAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Adrenalinio; c.sust y Pla-Noradrenalinio; c.sust.
- ☐ Sinónimos Adrenalina, Epinefrina, Noradrenalina, Norepinefrina y Dopamina
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Tubo con heparina ó con EDTA y Metabisulfito sódico.
 - Almacenamiento No almacenar. Llevar inmediatamente al laboratorio y centrifugar a 4° C° y separar el suero antes de 30 minutos.
 - Tª Ambiente 1 hora sin estabilizador
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Congelado dura 6 meses con estabilizador.
Estabilizador: Glutation+EGTA 1,2 mg/ml
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente Mínimo de 4 horas, sólo con ingesta de agua.
 - Ayuno Dos semanas antes suprimir: cafeína, plátano, nueces, avellanas.
 - Supresión medicación Si es posible, dos semanas antes suprimir: efedrina, pseudoefedrina, metildopa, betabloqueantes (p.e. propranolol).
 - Otras consideraciones No fumar al menos cuatro horas antes de la prueba. Colocar cateter heparinizado y mantener al paciente en reposo y en ambiente oscuro y relajado al menos 30 minutos antes de la prueba.

ID. 278 CATECOLAMINAS FRACCIONADAS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de adrenalinio;caudal sust.(24 h) y /Pac(Uri)-Excreción de noradrenalinio; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Adrenalina, Epinefrina, Noradrenalina, Norepinefrina y Dopamina
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina.
 - Observaciones Usar recipiente opaco. Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h con 10 mL HCL ó A. acético concentrados.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 4 días
 - Congelado 20 días
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje . Ajustar el pH 1,5-2 con HCl o A. acético concentrados.
Con estabilizador pH<2 se conserva como aparece a continuación.
 - Tª Ambiente 3 semanas con estabilizador.
 - Refrigerado 1 año con estabilizador
 - Congelado 1 año con estabilizador
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno Evitar la ingesta de cafeína, nueces y plátanos, tres días antes y durante el periodo de la recogida de la muestra.
 - Supresión medicación Suprimir dos semanas antes: alfa-metildopa, reserpina, levodopa, IMAO, aminas simpaticomiméticas. Evitar gotas nasales y antitarralles.
 - Otras consideraciones

ID. 279 CATECOLAMINAS TOTALES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Adrenalinio+noradrenalinio; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina.
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h con 10 mL HCL ó A. acético concentrados
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 4 días
 - Congelado 20 días
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje . Ajustar el pH 1,5-2 con HCl o con A. acético concentrado.
 - Tª Ambiente 3 semanas
 - Refrigerado 1 año
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno Evitar la ingesta de cafeina, nueces y plátanos, tres días antes y durante el periodo de la recogida de la muestra.
 - Supresión medicación Suprimir dos semanas antes: alfa-metildopa, reserpina, levodopa, IMAO, aminas simpaticomiméticas Evitar gotas nasales y antitarrales.
 - Otras consideraciones

ID. 280 CELULAS L.E.

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos CLE
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones teñidas del coágulo machacado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación No tomar corticoides
 - Otras consideraciones

ID. 281 CERULOPLASMINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Ferroxidasa; c.masa
- ☐ Sinónimos Cobre oxidasa, EC 1.16.3.1, Cp
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Proteger de luz ultravioleta.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 282 CICLOSPORINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Ciclosporina; c.sust. || Pla—Ciclosporina; c.sust.
- ☐ Sinónimos Ciclosporina A.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Es recomendable dejar reposar la sangre durante 1 hora a temperatura ambiente o refrigerada (4° C°), antes de centrifugar.
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento No almacenar más de una hora.
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Sangre total o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 283 CISTATINA C

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Cistatina C; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento Separar el plasma y congelar inmediatamente.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Separar el plasma y congelar inmediatamente
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado Sí
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 284 CISTINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cistina; c.sust.. sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 1 hora
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 1 hora
 - Congelado 1 semana
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La muestra debe colocarse en recipiente con hielo inmediatamente después de su extracción; centrifugar en el margen máximo de 1 hora y si no se analiza inmediatamente congelar a -20°C. Para largos periodos de tiempo congelar a -70°C

ID. 285 CISTINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Cistina; c arb
- ☐ Sinónimos Cys
- ☐ Espécimen Tipo Orina una micción
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento Estabilizada con HCl.
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 3 meses
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 3 meses
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 286 CITOGENETICA EN GANGLIOS (GANGLIO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. GAn—Citogenética en ganglios; c.arb..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Tejido ganglionar
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Condiciones estériles
 - Contenedor Recipiente esteril con líquido conservante y heparinizado
 - Almacenamiento A temperatura ambiente
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Tejido ganglionar preparado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Preguntar al laboratorio implicado

ID. 287 CITOGENETICA EN LIQUIDO AMNIOTICO (L. AMNIOTICO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 288 CITOGENETICA EN VELLOSIDADES CORIALES (VELLOSIDAD CORIAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 289 CITOGENETICA MEDULA OSEA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Citogenética médula ósea; c.arb..
- ☐ Sinónimos Cariotipo de médula ósea
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 2 mm de médula
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo estéril con líquido conservante (Hanks) heparinizado
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesamiento inmediato
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 290 CITOGENETICA SANGRE PERIFERICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Citogenética sangre periférica; c.arb.
- ☐ Sinónimos Cariotipo de sangre periférica. Genética
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo estéril con 5 ml de líquido conservante (Hanks) heparinizado
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total heparinizada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 24 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 291 CITOMEGALOVIRUS ANTIGENO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Antígeno Citomegalovirus; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje ..
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 292 CITOMEGALOVIRUS IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Citomegalovirus(IgG); c.arb.
- ☐ Sinónimos CMV-IgG
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .. La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 293 CITOMEGALOVIRUS IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Citomegalovirus(IgM); c.arb.
- ☐ Sinónimos CMV-IgM
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4º Cº.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 294 CITRATO (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de citrato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina.
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día (con timol)
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada, centrifugada y acidificada
 - Instrucciones almacenaje . Acidificada con HCl a pH<1,7.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 295 CITRATO (SEMEN)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. PSe—Citrato; c.sust.
- ☐ Sinónimos ..
- ☐ Espécimen Tipo Semen
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico sin anticoagulante ni conservante.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma seminal.
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 296 CLORANFENICOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cloranfenicol; c
- ☐ Sinónimos Clormicetin
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 semanas
 - Refrigerado 3 meses
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 297 CLOROACETATO ESTERASA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Cloracetato esterasa; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - ☐ Volumen mínimo 5 mm de médula
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con EDTA o extensiones
 - ☐ Almacenamiento Procesar inmediatamente
 - ☐ Tª Ambiente 3 horas
 - ☐ Refrigerado No
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado No
 - ☐ Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 298 CLORUROS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cloruro; c.sust.
- ☐ Sinónimos Cl, Cloro, Cloremia.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 7 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 299 CLORURO (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Cloruro;n
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico prepesado.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 300 CLORURO (LCR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Cloruro; c.sust.
- ☐ Sinónimos Cl, Cloro.
- ☐ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Estable a cualquier temperatura.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo LCR
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 301 CLORUROS (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Cloruro; caudal sust.(24 h) || Uri—Cloruro; c.sust.
- ☐ Sinónimos Cl, Cloro.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h ó fracción.
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento Estable indefinidamente, incluso a temperatura ambiente.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 302 CLORUROS (SUDOR)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sud—Cloruro; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sudor
 - Volumen mínimo 100 ul
 - Observaciones Obtener el sudor por iontoforesis.
 - Contenedor Capilar ó disco de papel de filtro.
 - Almacenamiento Evitar evaporación y contaminación. Analizar en la hora siguiente. No almacenar.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Sudor
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 303 CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Toxina Clostridium difficile; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 1-5 g/1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 304 COBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cobre; c.sust.
- ☐ Sinónimos Cu, Cupremia, Cu++.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Si hubiera que utilizar anticoagulante, evitar la Heparina.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante especial para elem. traza
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 semanas
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 305 COBRE (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Cobre; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Cu en orina, Cupruria.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina.
 - ☐ Observaciones Consignar diuresis.
 - ☐ Contenedor Recipiente orina 24 h, lavado HCL y con 10 ml de A. acético concentrado.
 - ☐ Almacenamiento Ajustar el pH <2.0 con ácido acético concentrado.
 - ☐ Tª Ambiente 3 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 3 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 306 COBRE (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Hig—Cobre; cont.sust.
- ☐ Sinónimos Cobre en hígado.
- ☐ Espécimen Tipo Hígado
 - ☐ Volumen mínimo 0,5 mm x 5,0 mm
 - ☐ Observaciones Tejido procedente de la aguja de biopsia hepática.
 - ☐ Contenedor Contenedor de plástico libre de metales
 - ☐ Almacenamiento Se recomienda un tratamiento previo del contenedor durante 2 días con ácido nítrico al 10%.
Aclarar con agua destilada. Secar al aire.
Enviar el espécimen refrigerado.
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones Se puede utilizar el tejido incluido en bloque de parafina.

ID. 307 COCAINA (ORINA)

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Uri—Cocaina; c.arb. (0;1)
- ❑ Sinónimos Coca, Metabolitos de la Cocaina, Benzoilecgonina.
- ❑ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento Los detergentes pueden interferir en la determinación.
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 3 semanas
 - Congelado 4 meses
- ❑ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje . Con Acido Ascórbico hasta pH=5
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Los resultados positivos deben ser confirmados por CGL.

ID. 308 COFACTOR II DE LA HEPARINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Co F II Heparina; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 309 COLESTEROL HDL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Colesterol de lipoproteínas de alta densidad; c.sust.
- ☐ Sinónimos HDL-Colesterol, Colesterol de la lipoproteínas de alta densidad.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero/Plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno 14 horas. Dieta estable durante dos semanas antes de la extracción.
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 310 COLESTEROL LDL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Colesterol de lipoproteínas de baja densidad; c.sust.
- ☐ Sinónimos LDL-Colesterol, Colesterol de la lipoproteínas de baja densidad.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero/Plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado 4 semanas
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno 14 horas. Dieta estable durante dos semanas antes de la extracción.
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 311 COLESTEROL TOTAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Colesterol; c.sust.
- ☐ Sinónimos Colesterolemia.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje . Se puede almacenar a -70° C durante 2 años. Separar la fracción HDL antes de congelar.
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 14 horas. Dieta estable durante dos semanas antes de la extracción.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 312 COLESTEROL VLDL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad; c.sust.
- ☐ Sinónimos VLDL-Colesterol, Colesterol de la lipoproteinas de muy baja densidad.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 14 horas. Dieta estable durante dos semanas antes de la extracción.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 313 COMPATIBILIDAD HLA D POR CULTIVO MIXTO LINFOCITARIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos CML, Cultivo mixto
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 40 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con heparina
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 2 horas
 - ☐ Refrigerado 1 día
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Linfocitos totales aislados
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 horas
 - ☐ Refrigerado 1 día
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones El paciente debe estar en fase de remisión y sin tratamiento quimioterápico.

ID. 314 COMPLEJOS PLASMINA ANTIPLASMINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Complejos PAP; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 2 horas
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado 2 horas
 - ☐ Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 315 COMPLEJOS SOLUBLES MONOMEROS DE FIBRINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Complejos solubles monómeros de fibrina; c.arb.
- ☐ Sinónimos Complejos solubles monómeros de fibrina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 316 COMPLEJOS TROMBINA ANTITROMBINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Complejos Trombina-Antitrombina; c.arb.
- ☐ Sinónimos Complejos TAT.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 317 COMPLEMENTO C1 INHIBIDOR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Inhibidor del componente C1 del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C1 Inhibidor, Test del edema angioneurótico, C1 inAnticuerpostivador, C1 INA.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 3 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con EDTA
 - ☐ Almacenamiento Llevar al laboratorio inmediatamente en baño de hielo. Centrifugar a 4ª C, separar el plasma antes de 30 minutos y congelar.
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje . Congelado a -70º C, se puede almacenar indefinidamente.
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 318 COMPLEMENTO C1Q

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C1Q del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C1q
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 4 horas
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 319 COMPLEMENTO C1R

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C1R del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C1r
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 320 COMPLEMENTO C1S

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C1S del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C1s
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 321 COMPLEMENTO C2

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C2 del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C2
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 322 COMPLEMENTO C3

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C3 del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C3
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 días
 - Refrigerado 8 días
 - Congelado 8 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 323 COMPLEMENTO C4

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C4 del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C4
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 324 COMPLEMENTO C5

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C5 del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C5
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 325 COMPLEMENTO C6

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C6 del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C6
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 326 COMPLEMENTO C7

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C7 del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos C7
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 327 COMPLEMENTO C8

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C8 del complemento; c.masa
- ❑ Sinónimos C8
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 328 COMPLEMENTO C9

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C9 del complemento; c.masa
- ❑ Sinónimos C9
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 329 COMPLEMENTO COMPONENTE C2 ACTIVIDAD HEMOLITICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C2 del complemento; c.sust.arb.(actividad hemolítica)
- ☐ Sinónimos Actividad C2
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Sangre
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 30 min.
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado No procede
 - Congelado Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 330 COMPLEMENTO FACTOR B

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor B del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos FB, factor B
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 331 COMPLEMENTO FACTOR BF ALOTIPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Factor BF del complemento alotipos; c.masa
- ☐ Sinónimos Bf, alotipos de Bf
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 332 COMPLEMENTO FACTOR C3 ALOTIPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor C3 del complemento; taxón(alotipos)
- ☐ Sinónimos C3, alotipos de C3
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 333 COMPLEMENTO FACTOR C4 ALOTIPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor C4 del complemento; taxón(alotipos)
- ☐ Sinónimos C4, alotipos de C4
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 334 COMPLEMENTO FACTOR D ACTIVIDAD HEMOLITICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor D del complemento actividad hemolítica; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos Actividad factor D
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 30 minutos
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado No procede
 - Congelado Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 335 COMPLEMENTO FACTOR H

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor H del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos FH, factor H
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 336 COMPLEMENTO FACTOR I

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor I del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos FI, factor I
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 337 COMPLEMENTO FUNCIONALIDAD DEL INHIBIDOR DEL COMPLEJO C1

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente C1 Inhibidor del complemento; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos C1-Inhibidor Funcional o C1-INH-Func.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 338 COMPLEMENTO HEMOLITICO TOTAL VIA ALTERNA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente hemolítico del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos CH50
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio. Evitar la hemólisis
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento Centrifugar a 4° C, separar el suero antes de 30 minutos después de la extracción y congelar inmediatamente.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 30 minutos
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Evitar congelación y descongelación. Se mantiene indefinidamente a -70° C.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 339 COMPLEMENTO HEMOLITICO TOTAL VIA ALTERNA (L.PLEURAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LPI—Componente hemolítico del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos CH50
- ☐ Espécimen Tipo Líquido pleural
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento Centrifugar a 4° C, separar el sobrenadante antes de 30 minutos después de la extracción y congelar inmediatamente.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Líquido pleural centrifugado
 - Instrucciones almacenaje . Evitar congelación y descongelación. Se mantiene indefinidamente a -70° C.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 30 minutos
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 340 COMPLEMENTO HEMOLITICO TOTAL VIA ALTERNA (L.SINOVIAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LSi—Componente hemolítico del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos CH50
- ☐ Espécimen Tipo Líquido articular
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio
 - Contenedor Tubo seco
 - Almacenamiento Centrifugar a 4° C, separar el sobrenadante antes de 30 minutos después de la extracción y congelar inmediatamente.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado 30 minutos
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Líquido articular centrifugado
 - Instrucciones almacenaje . Evitar congelación y descongelación. Se mantiene indefinidamente a -70°C.
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 341 COMPLEMENTO HEMOLITICO TOTAL VIA CLASICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Componente Hemolítico Total del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos CH100
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Nunca
 - Refrigerado Hasta separación suero
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 342 COMPLEMENTO HEMOLITICO TOTAL VIA CLASICA (L PLEURAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LPl—Componente hemolítico total del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos CH100 líquido pleural.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido pleural
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Nunca
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 1 mes
- ☐ Muestra Tipo Líquido pleural
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 343 COMPLEMENTO HEMOLITICO TOTAL VIA CLASICA (L.SINOVIAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LSi—Componente Hemolítico Total del complemento; c.masa
- ☐ Sinónimos CH100 líquido sinovial.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido sinovial
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Nunca
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 1 mes
- ☐ Muestra Tipo Líquido sinovial
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente Nunca
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 344 COPROCULTIVO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fac—Unidades Formadoras de Colonias; c.arb. (o;1)
- ☐ Sinónimos Cultivo de heces
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo 5 g/5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 345 COREA DE HUNTINGTON ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de repeticiones «CAG» en el gen IT15
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 346 COREA DE HUNTINGTON ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de repeticiones «CAG» en el gen IT15
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 347 CORIOMENINGITIS LINFOCITARIA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra coriomeningitis linfocítica; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 horas
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 348 CORTISOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Cortisol; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 349 CORTISOL LIBRE (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de cortisol; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos Compuesto F.
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h con 20 mL de A. acético al 33%.
 - Almacenamiento Si no se utiliza conservante, mantener refrigerada la orina durante la recogida.
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado ?
 - Congelado Estable
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado ?
 - Congelado Estable
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Evitar esteroides exógenos y tetraciclinas.
 - Otras consideraciones Evitar estrés.

ID. 350 CORTISOL TOTAL (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de cortisol; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 horas con 20mL de a. acético al 33%.
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado ?
 - Congelado Estable
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente Inestable
 - Refrigerado ?
 - Congelado Estable
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 351 COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Coxiella Burnetti; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Evitar comidas grasas 6-8 horas previas
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 352 COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Coxiella Burnetti; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida de suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente Evitar comidas grasas 6-8 horas previas
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 353 COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Coxiella Burnetti; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la extracción
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 354 COXSACKIE VIRUS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra el virus Coxsackie; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 355 CREATINA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de creatinio; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 6 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 356 CREATININA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Creatininio; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero/Plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar carne cocida, café y té, los días previos a la prueba. Recomendar al paciente que beba abundante agua.
 - Supresión medicación Suprimir una semana antes: cefalosporinas, salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos, cimetidina, trimetoprim, quinina, quinidina, procainamida.
 - Otras consideraciones Evitar el exceso de ejercicio los días previos, así como el exceso de carne. Recomendar al paciente que beba agua y mantenga buen estado de hidratación durante la prueba. La hemólisis, ciertas cefalosporinas, acetoacetato y creatina pueden interferir con algunos medicamentos.

ID. 357 CREATININA (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Creatinina; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido biológico
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido centrifugado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 3 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 358 CREATININA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de creatininio; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Consignar la diuresis.
 - Contenedor Recipiente orina 24 h
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 6 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones El paciente no debe estar deshidratado.

ID. 359 CREATINKINASA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Creatina-cinasa; c.cat.
- ☐ Sinónimos Creatinfosfokinasa, CK, CPK.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 días
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje . Estable 10 años a -70° C.
 - ☐ Tª Ambiente 2 días
 - ☐ Refrigerado 4 días en oscuridad
 - ☐ Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones Evitar ejercicio violento e inyecciones intramusculares antes de la extracción.

ID. 360 CREATINKINASA ISOENZIMAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm/Pla—Creatina cinasa,Grupo; c.cat.
- ☐ Sinónimos Fraccionamiento de CK
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina de litio
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 días
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 días en oscuridad
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones Evitar ejercicio violento, masaje e inyecciones intramusculares antes de la extracción.
La CK-BB no se mantiene estable si no se añade un estabilizador.

ID. 361 CREATINKINASA MB

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Creatina-cinasa 2; c.cat.
- ☐ Sinónimos Creatinfosfoquinasa MB, CK-MB, CPK-MB.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente 4 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En caso de muestras congeladas, realizar el análisis antes de una hora después de la descongelación.
En caso de refrigeración la muestra será estabilizada con reactivo SH
 - T° Ambiente 2 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 362 CRIOAGLUTININAS DESPISTAJE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Crioaglutininas; c.arb.
- ☐ Sinónimos Estudio de crioaglutininas. Anticuerpos fríos con significado clínico
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Extraer a 37 °C y remitir a 37°C inmediatamente al laboratorio, retracción rápida del coágulo a 37 °c y separación rápida del suero.
 - T° Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Una vez separado el Suero de la sangre como se indica anteriormente se puede almacenar así:
 - T° Ambiente No
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado Hasta 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 363 CRIOAGLUTININAS TITULACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Crioaglutininas; c.arb.
- ☐ Sinónimos Estudio de anticuerpos fríos con significado clínico.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 5 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento Extraer a 37 °C, remitir inmediatamente al laboratorio a 37 °C, retracción completa del coágulo a 37 °C y separación rápida del suero.
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado No
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje . Una vez separado el suero como se indica anteriormente, se puede almacenar como figura a continuación.
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado 24 horas
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 364 CRIOGLOBULINAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Criglobulinas; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 2 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco
 - ☐ Almacenamiento Poner inmediatamente el tubo en baño a 37° C durante 1 hora.
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado No
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje . Evitar la hemólisis y la lipemia.
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado 7 días
 - ☐ Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 365 CRISTALES ESTUDIO (L.SINOVIAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LSi—Cristales; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido sinovial
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Realizar la extracción con una jeringa heparinizada. Tubo estéril
 - Almacenamiento En nevera, sobre todo para el estudio de células
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Líquido sinovial
 - Instrucciones almacenaje . La desaparición de cristales es progresiva a lo largo del tiempo
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 366 CROMOSOMAS SEXUALES ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Determinación del sexo; estudio de las secuencias repetitivas Alpha del cromosoma Y (Alpha Y repetitivas), Alpha del cromosoma X (Alpha X repetitivas); DYZ1; estudio del locus de la amilogenina.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 367 CROMOSOMAS SEXUALES ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Determinación del sexo; estudio de las secuencias repetitivas Alpha del cromosoma Y (Alpha Y repetitivas), Alpha del cromosoma X (Alpha X repetitivas); DYZ1; estudio del locus de la amilogenina.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 368 CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Cryptococcus neoformans; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 369 CUERPOS DE HEINZ ESPONTANEOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers(San)—Cuerpos de Heinz(formados in vivo); c.arb.
- ☐ Sinónimos Cuerpos de Heinz espontáneos.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones Sangre total anticoagulada
 - Contenedor Tubo con EDTA K3
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Período de tres meses sin transfusiones

ID. 370 CUERPOS DE HEINZ INDUCIDOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Ers(San)—Cuerpos de Heinz(formados in vitro); c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 0,5 ml
 - Observaciones Sangre total anticoagulada
 - Contenedor Tubo con EDTA-K3. 1mg/1ml
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Periodo de 3 meses sin transfusiones.

ID. 371 CUERPOS REDUCTORES (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Uri—Cuerpos reductores; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina única micción
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento No almacenar, remitir inmediatamente al laboratorio. Es recomendable realizar el análisis antes de 1 hora.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 372 CULTIVO BIOPSIAS (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Unidades formadoras de colonias; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo 5-10 ml/5-10 g
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 373 PRUEBA ANULADA

- ☐ Nomenclatura recomendada ..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 374 PRUEBA ANULADA

- ☐ Nomenclatura recomendada ..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 375 CULTIVO DE FIBROBLASTOS DE MEDULA OSEA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Cultivo de fibroblastos; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Médula ósea preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 376 PRUEBA ANULADA

- ☐ Nomenclatura recomendada ..
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 377 CULTIVO DE HONGOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Hongos; c.arb.(cultivo) || Sistema—Hongos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Dispositivo específico o recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 378 CULTIVO DE PRECURSORES GRANULOMONOCITICOS DE MEDULA OSEA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Precursores granulocíticos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Médula ósea preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediateamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 379 CULTIVO DE PRECURSORES GRANULOMONOCITICOS DE SANGRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Precursores granulocíticos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 20 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 380 CULTIVO DE PROGENITORES ERITROIDES DE MEDULA OSEA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Progenitores eritroides; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos Cultivo de serie roja
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Médula ósea preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 381 CULTIVO DE PROGENITORES ERITROIDES DE SANGRE PERIFERICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San— Progenitores eritroides; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos Cultivo de serie roja
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 20 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 382 CULTIVO DE PROGENITORES MEGACARIOCITICOS DE MEDULA OSEA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Progenitores megacariocíticos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos Cultivo de plaquetas o de megacariocitos.
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Médula ósea preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 383 CULTIVO DE PROGENITORES MEGACARIOCITICOS DE SANGRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San— Progenitores megacariocíticos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos Cultivo de plaquetas
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 20 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 384 CULTIVO DE PROGENITORES MIXTOS GFC-GEMML.MEDULA OSEA (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Mos— Progenitores mixtos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Médula ósea preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 385 CULTIVO DE PROGENITORES MIXTOS GFC-GEMML DE SANGRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San— Progenitores mixtos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 20 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de vidrio estéril con Heparina cálcica (20 UI/mL)
 - Almacenamiento Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total preparada
 - Instrucciones almacenaje . Procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 386 CULTIVO ENDOCERVICAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Exudado endocervical
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino conservar a 37°C
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 387 CULTIVO ESPECIFICOS DE BACTERIAS NO HABITUALES (BORDETELLA, LEPT

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 388 CULTIVO ESPUTO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Spu—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Esputo
 - Volumen mínimo 2-10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 389 CULTIVO EXUDADO CONJUNTIVAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. SLa—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Exudado conjuntival
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 390 CULTIVO EXUDADO FARINGEO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Exudado faríngeo
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 391 CULTIVO EXUDADO NASAL

- ❑ Nomenclatura recomendada .. SNa—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Exudado nasal
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 392 CULTIVO EXUDADO OTICO

- ❑ Nomenclatura recomendada .. EOt—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Exudado ótico
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 393 CULTIVO EXUDADO Y LESIONES DE SUPERFICIE SIN BUSQUEDA ANAEROBIOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias(anaerobias); c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Piel y mucosas
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 394 CULTIVO LCR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LCR—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo LCR
 - Volumen mínimo 1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino conservar a 37°C
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 395 CULTIVO LIQUIDOS ESTERILES, NO LCR

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 396 CULTIVO MICOBACTERIAS EN MUESTRA ESTERIL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Micobacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo 1-5 ml/1-5 g
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 397 CULTIVO MICOBACTERIAS EN MUESTRA NO ESTERIL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Micobacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo Específico muestra
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 398 CULTIVO MICOPLASMA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Mycoplasma; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo Dispositivo específico o recipiente estéril
 - Observaciones
 - Contenedor Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 399 CULTIVO MUESTRA APARATO RESPIRATORIO INFERIOR POR BRONCOSCOPIA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 400 CULTIVO OTROS

- ❑ Nomenclatura recomendada .. ???
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 401 CULTIVO PARASITOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Parásitos; taxón(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo Específico muestra
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 402 CULTIVO PUNCIONES CON AGUJA FINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo 1-5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Jeringa
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 403 CULTIVO PUNTA DE CATETER Y OTROS DISPOSITIVOS

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Catéter
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 404 CULTIVO URETRAL

- ❑ Nomenclatura recomendada .. EUr—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Exudado uretral
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 405 CULTIVO VAGINAL



- ❑ Nomenclatura recomendada .. EVa—Bacterias; c.arb.(cultivo)
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Exudado vaginal
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Torunda estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 406 CULTIVO VIRUS



- ❑ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Virus; taxón(cultivo)
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo Específico muestra
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente específico
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 407 CURVA DE DISOCIACION OXIGENO-HEMOGLOBINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos P50, Estudio P50
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 3 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo con heparina sódica
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 1 hora
 - ☐ Refrigerado 6 horas
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 2 horas
 - ☐ Refrigerado 6 horas
 - ☐ Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones Período de 3 meses sin transfusiones

ID. 408 CHLAMIDIA TRACHOMATIS EXAMEN EN FRESCO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Clamidia trachomatis; c.arb.(microscopía "en fresco")
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - ☐ Volumen mínimo Específico muestra
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Dispositivo específico o recipiente estéril
 - ☐ Almacenamiento Procesamiento inmediato y sino refrigerar
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 409 CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Chlamydia pneumoniae; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 410 CHLAMYDIA PSITACCI ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Chlamydia psitacci; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 411 CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Chlamydia trachomatis; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 5 ml
 - ☐ Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4-5 horas
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje . La descongelación debe efectuarse a 4° C°.
 - ☐ Tª Ambiente 4-5 horas
 - ☐ Refrigerado 4-5 días
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestra.
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 412 DEFECTOS DEL TUBO NEURAL ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - ☐ Volumen mínimo
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 413 DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO. DHEA-S

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Sulfato de deshidroepiandrosterona; c.sust.
- ☐ Sinónimos DHEA-S
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Poner el tubo en baño de hielo y remitir inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No almacenar. Llevar inmediatamente al laboratorio y centrifugar y separar el suero antes de 1 hora
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 2 semanas
 - Congelado Años
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 414 DEHIDROTESTOSTERONA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Dehidrotestosterona; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 415 DELTA AMINOLEVULINICO ACIDO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de D-Aminolevulinato; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos ALA, Delta ALA, D-ALA
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina
 - ☐ Observaciones Preservar de la luz. Consignar la diuresis.
 - ☐ Contenedor Recipiente orina 24 h con 10 mL HCL 6 A. acético concentrados
 - ☐ Almacenamiento Ajustar a pH 3.0-4.0, con ClH o Acido Acético
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado 4 días
 - ☐ Congelado 4 semanas
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - ☐ Instrucciones almacenaje . Preservar de la luz
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones No requiere preparación del paciente

ID. 416 DENSIDAD (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Orina; densidad relativa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina primera de la mañana
 - ☐ Volumen mínimo Toda la orina.
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Recipiente plástico
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 2 horas
 - ☐ Refrigerado 5 días
 - ☐ Congelado 6 meses
- ☐ Muestra Tipo Orina mezclada.
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 417 DESOXIPIRIDINOLINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de desoxipiridinolina; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Orina reciente de primera hora de la mañana (antes de las 10 a.m. para evitar variaciones diurnas)
 - Contenedor Recipiente de plástico sin conservante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado Hasta 7 días
 - Congelado Varios meses
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje . Si esta turbia aclarar mediante centrifugación o filtración antes de su análisis. Extraer sobrenadante y mezclarlo por agitación suave o inversión.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No re congelar la muestra. No exponer a la luz del sol directa

ID. 418 DIAFORASA ERITROCITARIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. (San)Ers—Diaforasa eritrocitaria; c.arb.
- ☐ Sinónimos Diaforasa eritrocitaria
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA K3 o Heparina sódica
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Sangre total
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 419 DIETILESTILBESTROL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Dietilestilbestrol; c.sust.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor No usar gel separador. Separar suero o plasma y congelar
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero o plasma
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 420 DIGESTION DE PRINCIPIOS INMEDIATOS (HECES)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Fae—Digestion de principios inmediatos; c.arb.(0;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Heces
 - Volumen mínimo Alícuota
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente plástico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 15 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Heces
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno Los días anteriores a la prueba se debe seguir la dieta habitual.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 421 DIGOXINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Digoxina; c.sust.
- ☐ Sinónimos Digoxinemia
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Consignar hora de extracción y hora de la última dosis.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 semanas
 - Refrigerado 3 meses
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación Realizar la extracción inmediatamente antes de la siguiente dosis ó de 8-10 horas después de la anterior.
 - Otras consideraciones

ID. 422 DIMERO-D

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Dimero D de la fibrina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado 4 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 423 DIPEPTIDILAMINOPEPTIDASA IV. DAP IV

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Dipeptidil—peptidasa IV; c.cat.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre o extensiones de médula ósea sin fijar
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA-K3
 - Almacenamiento No almacenar, llevar al laboratorio
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Extensiones
 - Instrucciones almacenaje . Hasta 3 días a temperatura ambiente (27°C)
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 424 DISTROFIA MIOTÓNICA DE STEINERT ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio del número de tripletes «CTG» del gen MT-PK.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 425 DISTROFIA MIOTONICA DE STEINERT ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio del número de tripletes «CTG» del gen MT-PK.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 426 DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Deleciones de exones 8, 17, 19, 44, 45, 48, 12, 51, 4, Promotor, 3, 6, 13, 43, 47, 50, 52, 60; Polimorfismos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 427 Distrofia muscular de Duchenne estudio prenatal

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Deleciones de exones 8, 17, 19, 44, 45, 48, 12, 51, 4, Promotor, 3, 6, 13, 43, 47, 50, 52, 60; Polimorfismos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - ☐ Volumen mínimo 4 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo truncado estéril
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado No procede
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 1 semana
 - ☐ Refrigerado 1 mes
 - ☐ Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación

ID. 428 Diuresis (orina)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac—Excreción de orina; volumen
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Orina de 24 horas
 - ☐ Volumen mínimo Todo el volumen 24 h
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Contenedor de orina
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina de 24 horas
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente
 - ☐ Refrigerado
 - ☐ Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 429 D-XILOSA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—D-Xilosa; c.sust.(preingesta)
- ☐ Sinónimos Prueba de absorción de la D-Xilosa.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo Ver observaciones
 - Observaciones En adultos se realizará una extracción basal (2 mL de sangre) antes de la administración por vía oral de 25 g de D-xilosa disueltos en 250 mL de agua; y dos extracciones más,
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento A 4° C la sangre puede conservarse 3 horas.
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 3 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Para sangre
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente 8 horas previas.
 - Ayuno El paciente debe mantener el ayuno durante las 5 h de la prueba.
 - Supresión medicación Evitar la ingestión de ácido acetilsalicílico, indometacina ó atropina al menos 24 horas antes de la prueba.
 - Otras consideraciones

ID. 430 D-XILOSA (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de D-Xilosa; caudal sust.(5 h)
- ☐ Sinónimos Test de absorción de D-xilosa
- ☐ Espécimen Tipo Orina a tiempo controlado (5 horas)
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones Debe recogerse una muestra de orina previa y toda la orina de las 5 horas siguientes a la prueba
 - Contenedor Contenedor estéril
 - Almacenamiento Refrigerar durante y tras la recogida
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Orina
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Ayuno la noche anterior y durante la prueba. Dosis de D-xilosa: 0.5 g por kilo de peso hasta un máximo de 25 g. disueltos en 10 mL/Kg peso de agua. Tras la ingesta una dosis adicional de 250 mL de agua.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Insistir en la recogida adecuada de la orina. Controlar que la función renal es normal. Es preferible, sobre todo en niños, realizar la técnica en sangre.

ID. 431 ELASTASA LIBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Elastasa libre; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 432 ELASTASA TOTAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Elastasa; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 433 ELASTASA TOTAL (L.BIOLOGICOS)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Elastasa; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Líquido biológico
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo seco o con heparina lito
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 434 ELASTASA TOTAL (LEUCOCITARIA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Lks(San)—Elastasa; cont.arb.entífico
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 435 ENDOTELINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Endotelina; ?
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 436 ENFERMEDAD DE GAUCHER ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- Cambio de leucina a prolina en la posición 444 del gen de la glucocerebrosidasa (L444P);
 - Cambio de asparagina a serina en posición 370 (N370S).
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 437 ENFERMEDAD DE GAUCHER ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Cambio de leucina a prolina en la posición 444 del gen de la glucocerebrosidasa (L444P);
Cambio de asparagina a serina en posición 370 (N370S).
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 438 ENFERMEDAD DE MACHADO-JOSEP ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de repeticiones «CAG» en el gen de Machado-Joseph, estudio genético de MJD.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 439 ENFERMEDAD DE MACHADO-JOSEP ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio de repeticiones «CAG» en el gen de Machado-Joseph, estudio genético de MJD.
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación.

ID. 440 ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRONICA ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Polimorfismos 5' DYS MSA, PERT 87-15 (X), PERT 87-8, PERT 84, 3' CACA, PERT 87-15 (B).
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 441 ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRONICA ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Polimorfismos 5' DYS MSA, PERT 87-15 (X), PERT 87-8, PERT 84, 3' CACA, PERT 87-15 (B).
- ☐ Espécimen Tipo Líquido amniótico
 - Volumen mínimo 4 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo truncado estéril
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La edad idónea para realizar la amniocentesis es a las 13 semanas de gestación

ID. 442 ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—γ-Fosfopiruvato-hidratasa; c.masa
- ☐ Sinónimos NSE, S-NSE
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones Evitar hemolisis. Poner el tubo en un baño con hielo y llevar inmediatamente al laboratorio.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas (con heparina)
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 3 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Consignar estado de la enfermedad: Estadio, Tratamiento, etc.

ID. 443 ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICUERPOS

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Entamoeba histolytica; c.arb.
- ❑ Sinónimos ..
- ❑ Espécimen Tipo .. Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 444 ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Srm—Peptidil-dipeptidasa A; c.cat.
- ❑ Sinónimos ECA
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No
- ❑ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado Indefinido
- ❑ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 445 ENZIMA GLIOXILASA I ESTUDIO DE ALOTIPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Lactoilglutación-liasa; taxón(alotipos)
- ☐ Sinónimos GLO
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Hematies concentrados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 1 día
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 446 EOSINOFILOS EN MOCO NASAL (MOCO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. SNa—Eosinófilos; c.núm.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Moco nasal
 - Volumen mínimo 2 gotas
 - Observaciones
 - Contenedor Portaobjetos (realizar 2 frotis)
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones del moco nasal
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 447 EPSTEIN-BARR: EBNA ANTICUERPOS IGG

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra el virus de Epstein-Barr; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda descongelar a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestras.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 448 EPSTEIN-BARR: EBNA ANTICUERPOS IGM

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgM) contra el virus de Epstein-Barr; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda descongelar a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de muestras.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 449 EPSTEIN-BARR: PAUL BUNNELL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda efectuar la descongelación a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 450 EPSTEIN-BARR:ANTICUERPOS IGG ANTI-VCA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgG) contra el antígeno VC del virus de Epstein-barr (VCA);c arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda efectuar la descongelación a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 451 EPSTEIN-BARR:ANTICUERPOS IGM ANTI-VCA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo (IgM) contra el antígeno VC del virus de Epstein-Barr (VCA); c arb
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción completa del coágulo y separación rápida del suero.
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . En muestras congeladas, se recomienda efectuar la descongelación a 4°C°.
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno Evitar comidas grasas 6-8 horas previas a la toma de muestra.
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 452 EQUINOCOCCUS GRANULOSUM, HIDATIDOSIS ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Equinococcus granulosum; c.arb.
- ☐ Sinónimos Quiste hidatídico, serología
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 453 ERITROCITOS EN LIQUIDOS BIOLOGICOS. RECuento

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Eritrocitos; c.núm.
- ☐ Sinónimos Contaje celular en líquido.

- ☐ Espécimen Tipo Líquidos biológicos
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Líquido biológico
 - Instrucciones almacenaje . Procesar de inmediato
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La muestra no debe estar coagulada ni contaminada

ID. 454 ERITROPOYETINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Eritropoyetina; c.sust.arb.
- ☐ Sinónimos EPO.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 1 año a -20 °C
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 455 ESTERASAS ESPECIFICAS (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Esterasas específicas; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 0,5 mm de médula
 - Observaciones
 - Contenedor Realizar extensiones de médula inmediatamente
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones secadas al aire.
 - Instrucciones almacenaje . Guardar a -70º C. si no van a ser procesadas de inmediato
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 456 ESTERASAS INESPECIFICAS (M.O)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. MOs—Esterasas inespecíficas; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Médula ósea
 - Volumen mínimo 0,5 mm de médula
 - Observaciones
 - Contenedor Extensiones de médula ósea sin fijar
 - Almacenamiento Procesar inmediatamente.
 - Tª Ambiente 3 horas
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Extensiones de médula ósea secadas al aire
 - Instrucciones almacenaje . Guardar a -70 ºC si no van a ser procesadas de inmediato.
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado No
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 457 ESTRADIOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Estradiol-17Beta; c.sust.
- ☐ Sinónimos E2
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento No almacenar. Llevar inmediatamente al laboratorio y centrifugar y separar el suero antes de 1 hora
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 3 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Indicar en el formulario de solicitud la fecha de la última regla

ID. 458 ESTRADIOL LIBRE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Estradiol libre; c.sust.
- ☐ Sinónimos E2
- ☐ Espécimen Tipo Sangre sin anticoagulante
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones Centrifugar antes de 1 hora
 - Contenedor Tubos con o sin separador
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Existen estudios que plantean que las muestras son estables a temperatura ambiente en tubos con separador hasta 1 semana
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado Hasta 2 años
- ☐ Preparación Paciente Debe recogerse la fecha de la última regla
 - Ayuno Recomendado
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 459 ESTRIOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Estriol; c.sust.
- ☐ Sinónimos E3
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 460 ESTRIOL (ORINA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pac(Uri)—Excreción de Estriol; caudal sust.(24 h)
- ☐ Sinónimos E3
- ☐ Espécimen Tipo Orina 24 h
 - Volumen mínimo Toda la orina
 - Observaciones
 - Contenedor Recipiente orina 24 h con 20 mL de HCl al 33%
 - Almacenamiento Ajustar el pH a 4.0-4.5 con HCl al 33%
 - T° Ambiente 7 días
 - Refrigerado 30 días
 - Congelado 1 año
- ☐ Muestra Tipo Orina acidificada, mezclada y centrifugada
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 461 ESTUDIO DE BCL2

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 462 ESTUDIO DE MUTACIONES DE P53

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 463 ESTUDIO DE MUTACIONES DE RAS (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 464 ESTUDIO DE MUTACIONES DE RB (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 465 ESTUDIO DE MYC (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 466 ESTUDIO DE P16 (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 467 ETANOL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Etanol; c.sust.
- ☐ Sinónimos Alcohol etílico, Alcohol
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante o con heparina/EDTA
 - Almacenamiento Se recomienda la adición de fluoruro (0,5% p/v) en muestras médico-legales y cuando se requieren periodos prolongados de almacenamiento. También es recomendable en estos casos llenar los tubos al 90% de su volumen y mantenerlos herméticamente cerrados.
 - Tª Ambiente 2 semanas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 semanas
 - Refrigerado 6 semanas
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No utilizar alcohol para limpiar la zona donde se va a realizar la extracción. Mantener el tubo tapado, ya que se evapora con facilidad.

ID. 468 ETOSUXIMIDA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Etosuximida; c.sust.
- ☐ Sinónimos Zaronin
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento El tubo debe mantenerse cerrado herméticamente, ya que la droga es volátil
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje . Cerrar bien el tubo
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 5 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La extracción debe realizarse inmediatamente antes de la siguiente dosis

ID. 469 EXAMEN MICROBIOLOGICO EN FRESCO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Microorganismo; taxón(microscopía "en fresco")
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Dispositivo específico o recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 470 EXAMEN MICROBIOLOGICO PREVIA TINCION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Microorganismo; taxón(microscopía)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Muestras biológicas
 - Volumen mínimo No procede
 - Observaciones
 - Contenedor Dispositivo específico o recipiente estéril
 - Almacenamiento Procesamiento inmediato
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo No procede
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 471 EXPLOSION METABOLICA EN NEUTROFILOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Burst test
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado No procede
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno 3 horas
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 472 EXPRESION DE HER2-NEU

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 473 EXPRESION DE HER-NEU, INMUNOHISTOQUIMICA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 474 EXPRESION DE MDM2

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 475 EXPRESION DE P15

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 476 EXPRESION DE P15 (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 477 EXPRESION DE P16

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 478 EXPRESION DE TP53

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 479 EXPRESION DE TP53 (TEJIDO)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 480 EXPRESION DEL GEN DEL RETICULOBLASTOMA, RB

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 481 FACTOR 4 PLAQUETARIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor plaquetario 4; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico+agentes antiplaquetarios
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado 7 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 482 FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINOIDE IGF-1. SOMATOMEDINA C

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Somatomedina C; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento Separar el plasma y congelar inmediatamente
 - T° Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . Separar el plasma y congelar inmediatamente.
 - T° Ambiente No
 - Refrigerado No
 - Congelado 30 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 483 FACTOR DE NECROSIS TISULAR, TNF

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Fcator de necrosis tisular; ?
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 484 FACTOR DE VON WILLEBRAND ESTUDIO PRENATAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Factor Von Willebrand estudio prenatal; c arb
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
- Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
- Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
- Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 485 FACTOR II ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Antígeno de la Protrombina; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, colocar en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 6 horas
 - Refrigerado
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 486 FACTOR II FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor II de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, poner en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 6 horas
 - Refrigerado
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 487 FACTOR IX ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor IX antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, poner en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 2-4 horas
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 488 FACTOR IX ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio genético del factor IX.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 489 FACTOR IX FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor IX de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico,puesto en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 490 FACTOR NATRIURETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Sistema—Factor natriurético atrial; ?
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo
 - Volumen mínimo
 - Observaciones
 - Contenedor
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 491 FACTOR NEFRÍTICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor nefrítico;?
- ☐ Sinónimos C3-NeF, Acs. contra la C3-convertasa vía
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado 3 días
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado 1 semana
 - ☐ Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica.
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 492 FACTOR REUMATOIDEO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Factor reumatoideo; c.arb.
- ☐ Sinónimos Látex AR, FR
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - ☐ Volumen mínimo 1 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente ?
 - ☐ Refrigerado ?
 - ☐ Congelado ?
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente 1 día
 - ☐ Refrigerado 3 días
 - ☐ Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente No
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 493 FACTOR V ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor V antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, poner en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 494 FACTOR V FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor V de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, poner en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 495 FACTOR V LEIDEN. GENOTIPO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos FV:Q 506
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 496 FACTOR VII ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor VII antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, poner en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 497 FACTOR VII FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor VII de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico, poner en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 498 FACTOR VIII ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor VIII Antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 499 FACTOR VIII CROMOGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor VIII:Cr; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico puesto en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 500 FACTOR VIII ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Estudio genético del Factor VIII
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 501 FACTOR VIII FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor VIII de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico puesto en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje ..
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 502 FACTOR VON WILLEBRAND ANALISIS MULTIMERICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor Von Willebrand multimérico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje ..
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 503 FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENO

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor Von Willebrand antigénico; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 semanas
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 504 FACTOR VON WILLEBRAND COFACTOR DE LA RISTOCETINA

- ❑ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor Von Willebrand cofactor de la ristocetina; c.arb.
- ❑ Sinónimos
- ❑ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ❑ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 semanas
- ❑ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 505 FACTOR VON WILLEBRAND ESTUDIO GENÉTICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Cambios en el gen del factor Von Willebrand arginina a triptófano en la posición 543 (R543W), arginina a cisteína en posición 545 (R545C), valina a metionina en posición 553 (V553M), arginina a-glutámico.
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 semana
 - Refrigerado 1 mes
 - Congelado Indefinido
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 506 FACTOR VON WILLEBRAND UNION AL FACTOR VIII NORMAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor von willebrand (2N); c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado 2 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 507 FACTOR X ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor X antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 508 FACTOR X FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor X de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico recogido en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 509 FACTOR XI ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor XI antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje ..
 - T° Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 510 FACTOR XI FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor XI de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje ..
 - T° Ambiente ?
 - Refrigerado ?
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 511 FACTOR XII ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor XII antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 2 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 512 FACTOR XII FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor XII de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - T° Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - T° Ambiente 2 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 513 FACTOR XIII DESPISTAJE

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Despistaje Factor XIII de la coagulación; c.arb. (o;1)
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 514 FACTOR XIII FUNCIONAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Factor XIII de la coagulación; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico colocado en recipiente con hielo
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado ?
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado ?
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 515 FACTORES SOLUBLES DE ACTIVACION

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, INF-alfa, INF-gamma, TNF-alfa, TNF-beta, G-CSF, GM-CSF, CD25 soluble, Rantes, MIP-1 alfa, MIP beta, IL-12.
- ☐ Espécimen Tipo Lavado bronco-alveolar (BAL)
 - ☐ Volumen mínimo 10 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado 8 horas
 - ☐ Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Lavado bronco-alveolar concentrado
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No
 - ☐ Refrigerado 2 días
 - ☐ Congelado 30 días
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 516 FACTORES SOLUBLES DE ACTIVACION (L. PLEURAL)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. LPI—Factores solubles de activación; c.arb.
- ☐ Sinónimos IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL10, INF-alpha, INF-gamma, TNF-alpha, TNF-beta, G-CSF, GM-CSF, CD25 soluble, Rantes, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, IL-12
- ☐ Espécimen Tipo Líquido pleural
 - ☐ Volumen mínimo 10 ml
 - ☐ Observaciones
 - ☐ Contenedor Tubo seco sin anticoagulante
 - ☐ Almacenamiento
 - ☐ Tª Ambiente 4 horas
 - ☐ Refrigerado 8 horas
 - ☐ Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Líquido pleural concentrado
 - ☐ Instrucciones almacenaje .
 - ☐ Tª Ambiente No procede
 - ☐ Refrigerado 5 días
 - ☐ Congelado 30 días
- ☐ Preparación Paciente
 - ☐ Ayuno
 - ☐ Supresión medicación
 - ☐ Otras consideraciones

ID. 517 FACTORES SOLUBLES DE ACTIVACION (LBA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL10, INF-alpha, INF-gamma, TNF-alpha, TNF-beta, G-CSF, GM-CSF, CD25 soluble, Rantes, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, IL-12.
- ☐ Espécimen Tipo Lavado bronco-alveolar (BAL)
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo de plástico sin anticoagulantes
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Lavado bronco-alveolar concentrado
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado 30 días
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 518 FACTORES SOLUBLES DE ACTIVACION PRODUCCION IN VITRO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL10, INF-alpha, INF-gamma, TNF-alpha, TNF-beta, G-CSF, GM-CSF, CD25 soluble, Rantes, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, IL-12
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 4 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sobrenadante de cultivo celular
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado No procede
 - Congelado 1 mes
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 519 FASCIOLA HEPATICA ANTICUERPOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Anticuerpo contra Fasciola Hepática; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones Retracción del coágulo y separación rápida del suero
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4-5 horas
 - Refrigerado 4-5 días
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 520 FENITOINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Fenotofna; c.sust.
- ☐ Sinónimos Difetilhidantofna, Dilantfn, DFH
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado 4 semanas
 - Congelado 5 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones Se debe realizar la extracción inmediatamente antes de la siguiente dosis

ID. 521 FENOBARBITAL

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Fenobarbital; c.sust.
- ☐ Sinónimos Luminal, FB
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 2 días
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 6 meses
 - Refrigerado 6 meses
 - Congelado 6 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones La hora de extracción de la muestra no es importante, ya que los valores séricos varían poco en los intervalos interdosas, de todas formas se recomienda realizarla a primera hora de la mañana, antes de la siguiente dosis.

ID. 522 FENOTIPIFICACION DE CONTROL DE INMUNOTERAPIA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Linfocitos totales y subtipos CD3, CD5, CD28, CD4,CD8,CD45RO,CD45RA. Linfocitos T activados CD3/CD25, CD3/HLADR. Linfocitos NK totales CD16-CD56
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 523 FENOTIPO DE CELULAS PROGENITORES HEMOPOYETICOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Células hematopoyéticas; taxón(fenotipo)
- ☐ Sinónimos CD34, CD33
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Leucocitos aislados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente No procede
 - Refrigerado 12 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 524 FENOTIPO DE GRANULOCITOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Granulocitos; taxón(fenotipo)
- ☐ Sinónimos Subpoblaciones de CD18, CD43, CD11a, CD11b, CD14, CD68, CD71
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre completa
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 525 FENOTIPO DE LEUCEMIAS Y LINFOMAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Subpoblación de CD10, CD12, CD13, CD15, Kappa, Lambda, IgM citoplasmática, TdT
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre completa
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 526 FENOTIPO DE LINFOCITOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Linfocitos; taxón(fenotipo)
- ☐ Sinónimos Linfocitos Totales CD45, CD18; Linfocitos T totales
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre completa
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 527 FENOTIPO DE LINFOCITOS (LBA)

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Linfocitos Totales CD45, CD18; Linfocitos T totales
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones Lavado Bronco-Alveolar (BAL)
 - Contenedor Tubo de plástico sin anticoagulantes
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Linfocitos aislados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 1 hora
 - Refrigerado 12 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 528 FENOTIPO DE MONOCITOS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Monocitos; taxón(fenotipo)
- ☐ Sinónimos Subpoblación de CD14, HLA-DR, CD4, CD18, CD11a, CD11b, CD43
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre completa
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 529 FENOTIPO DE PLAQUETAS

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Plaquetas; taxón(fenotipo)
- ☐ Sinónimos Subpoblación de C9, CD41, CD41a, CD42, CD42b, CD61
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo Sangre completa
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 8 horas
 - Congelado No procede
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 530 FENOTIPO ERITROCITARIO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. San—Eritrocitos; taxón(fenotipo)
- ☐ Sinónimos Otros antígenos eritrocitarios. otros grupos sanguíneos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 1 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento Si se añade ACD a la sangre se conserva refrigerada (2-8 °C) dos semanas.
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Muestra Tipo Hematíes lavados
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 24 horas
 - Congelado No
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 531 FERRITINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Srm—Ferritina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 2 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo sin anticoagulante
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Suero
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 12 meses
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 532 FIBRINOGENO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Fibrinógeno funcional; c.masa
- ☐ Sinónimos Factor I
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento Poner el tubo en un recipiente con hielo y llevar inmediatamente al laboratorio. Centrifugar a 4ª C.
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones No administrar heparina una hora antes de efectuar la extracción. Si se va a extraer sangre para otras pruebas, el tubo para la coagulación colocarlo el último.

ID. 533 FIBRINOGENO ANTIGENICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Fibrinógeno antigénico; c.arb.
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 5 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 8 horas
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 7 días
 - Refrigerado 7 días
 - Congelado 4 semanas
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 534 FIBRINOPEPTIDO A

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Fibrinopéptido A; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 10 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con citrato sódico+antiproteasas
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma pobre en plaquetas (PPP)
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente ?
 - Refrigerado 2 horas
 - Congelado ?
- ☐ Preparación Paciente
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 535 FIBRONECTINA

- ☐ Nomenclatura recomendada .. Pla—Fibronectina; c.masa
- ☐ Sinónimos
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con heparina
 - Almacenamiento No almacenar, llevar inmediatamente al laboratorio
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Muestra Tipo Plasma
 - Instrucciones almacenaje . No almacenar, procesar inmediatamente
 - Tª Ambiente
 - Refrigerado
 - Congelado
- ☐ Preparación Paciente No
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones

ID. 536 FIBROSIS QUISTICA DEL PANCREAS ESTUDIO GENETICO

- ☐ Nomenclatura recomendada .. ???
- ☐ Sinónimos Deleciones del gen CFTR fenilalanina en la posición 508 (F508), cisteína y alanina en posición 1609 (1609), deleción de 84 nucleótidos (del 1949); cambios en el gen CFTR
- ☐ Espécimen Tipo Sangre
 - Volumen mínimo 3 ml
 - Observaciones
 - Contenedor Tubo con EDTA
 - Almacenamiento
 - Tª Ambiente 1 día
 - Refrigerado 2 días
 - Congelado No procede
- ☐ Muestra Tipo ADN
 - Instrucciones almacenaje .
 - Tª Ambiente 4 horas
 - Refrigerado 1 semana
 - Congelado Indefinidamente
- ☐ Preparación Paciente No requiere preparación específica
 - Ayuno
 - Supresión medicación
 - Otras consideraciones